

Übertragung der Pumpeneinstellungen Zur Verwendung mit der t:slim X2

Name _____

Datum (Tag.Monat.Jahr)

SCHRITT 1

Alle Zeiten mit den entsprechenden Parametern der aktuellen Pumpe in die untenstehenden Tabellen eintragen.

Insulin:

SCHRITT 2

Die folgenden Pumpeneinstellungen der aktuellen Pumpe eintragen.

INSULINDAUER	MAXIMALER BOLUS	AUTO-ABSCHALTUNG
		<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus

SCHRITT 3

Alle Einstellungen aus Schritt 1 (Basalrate, Korrekturfaktor, Kohlenhydrat-Verhältnis und BZ-Zielwert) in die nachstehende Tabelle passend zu den Uhrzeiten übertragen. Jede Einstellung aus Schritt 1 gleich beim Eintragen abhaken.

[illegible]

Gesamtbasaldosis:

KORREKTURFAKTOR		
	Uhrzeit	Korrekturfaktor
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

KOHLENHYDRAT-VERHÄLTNIS		
	Uhrzeit	KH-Verhältnis
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

BLUTZUCKER-ZIELWERT		
	Uhrzeit	BZ-Zielwert
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

PERSÖNLICHES PROFIL					
Uhrzeit	 ALS ERSTES ALLE UHRZEITEN AUS SCHRITT 1 ÜBERNEHMEN	Basalrate	Korrektur- faktor	Kohlenhydrat- Verhältnis	BZ-Zielwert
00:00					
		Gesamtbasaldosis			

Gesamtbasaldosis

SCHRITT 4

- Überprüfen Sie, dass **alle** Zeitsegmente **korrekt im Tagesverlauf angeordnet** und **alle** entsprechenden Pumpeneinstellungen übertragen wurden.
- Geben Sie diese Einstellungen anhand der Tabelle oben in das persönliche Profil der t:slim ein.