

Verordnung der Parametereinstellung t:slim X2

mit Basal-IQ™ Technologie

Name des Patienten (Vor-, Zweit-, Nachname)

Geburtsdatum (Tag.Monat.Jahr)

1 Insulingaben

<input type="checkbox"/> Insulinstart (Insulin*) _____	<input type="checkbox"/> Start mit NaCl (Rezept für NaCl erforderlich)
<input type="checkbox"/> Übliche Dosis Langzeitinsulin nehmen. _____ Einheiten. Mit einer temporäre Basalrate von _____% starten, die _____ Stunden nach der letzten Injektion mit Langzeitinsulin endet.	<input type="checkbox"/> Langzeitinsulin vor Pumpenstart anpassen. <input type="checkbox"/> _____ Stunden vor Pumpenschulung absetzen. <input type="checkbox"/> auf _____ Einheiten vor Pumpenschulung reduzieren. <input type="checkbox"/> Sonstiges
<input type="checkbox"/> Nach Anweisung des Arztes	

2 Persönliches Profil und Boluseinstellungen

Zeitsegmente

[illegible]

Boluseinstellungen

Dauer der Insulinwirkung	_____ Stunden (2–8 Stunden in 1-Minuten-Schritten, Standard 5 Std.)
Maximaler Bolus	_____ Einheiten (max. Bolus: 25 Einheiten, Standard 10 Einheiten)
Kohlenhydrate (für Bolusberechnung)	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN

3 Sonstige Einstellungen

Warnung niedriger Reservoirfüllstand	_____ Einheiten (10–40 Einheiten, Standard 20 Einheiten)
Auto-Abschaltung	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN _____ Stunden (5–24 Std., Standard 12 Std.)
Sofort Bolus	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN Gramm Kohlenhydrate: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 oder Einheiten Insulin: <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5
Basal-IQ Technologie	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN (Standard: Basal-IQ-Funktion EIN, Warnung Unterbrechen/Fortsetzen AUS)

Weitere Anweisungen:

✗ *Not a function*

Datum (Tag.Monat.Jahr)

*t:slim X2 - nur für U100 Insulin Humalog® und NovoRapid® zugelassen